




抗原抗体反應的測定靈敏度

材料

1. BSA
2. 抗BSA抗体
3. 阻斷劑: MPC (由Inishium製造)

結果

1. 可追蹤抗原抗体反應的時間變化
2. 最終濃度為12ng/ml (80pM)起跳的高靈敏度檢測
3. 捕捉反應對濃度的依賴性



應用

1. 需要高靈敏、非標記檢測體內免疫反應的各類研究
2. 抗体藥物的開發與評估業務
3. 新開發抗体與長期保存抗体的活性評估