




## 高親和性抗原抗体反應的測定靈敏度

## 材料

1. TNF $\alpha$
2. 抗TNF $\alpha$ 抗体
3. BSA

## 結果

1. 可追蹤抗原抗体反應的時間變化
2. 最終濃度13pM(2 ng/mL)起跳的高靈敏檢測
3. 捕捉反應對濃度的依賴性



## 應用

1. 需要高靈敏、非標記檢測體內免疫反應的各類研究
2. 抗體藥物的開發與評估業務
3. 新開發抗體與長期保存抗體的活性評估